

# Programma van eisen: Robin Assistent

27-02-2020

\_\_\_\_

### Ticho Plug

Null Problems
Contactweg 36
1014 AN Amsterdam

Null Problems Versie: 0.0.1

## Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Eisen	4

Pagina: 2, Null Problems

{Null}
Problems

## **Samenvatting**

De opdracht komt erop neer dat wij een dashboard gaan developen voor de begeleiders van de begeleide persoon met een vorm van autisme of dementie. Hier moet de begeleider de dag van de begeleide persoon kunnen inrichten met acties die zij kunnen veranderen naar wens van de begeleide persoon.

Pagina: 3, Null Problems Versie: 0.0.1

#### Klant wensen

**Huisstijl**: De huisstijl toepassen die wij hebben gekregen is voor ons een should have. Dit komt omdat wij er ook hadden mogen kiezen om een eigen stijl te gebruiken wij hebben er voor gekozen om de huisstijl van Robin Assistent te gebruiken.

**Inloggen**: Het inloggen is bedoeld voor de begeleiders dit is een must have. Na het inloggen zie je de dashboard.

**Registreren**: Bij het registreren hoef je bij het begin alleen je naam en e-mail invullen. Als je dit hebt gedaan krijg je een mail met een link en als je daarop klikt ga je verder met het creëren van je account dan moet je instellen in welke taal jij je account wilt hebben, je wachtwoord en een telefoon nummer dit is niet verplicht. Dit is een must have.

**Dashboard**: Als dashboard zie je een kalender waar je met kleuren aangegeven kan zien hoeveel acties jij hebt toegevoegd aan de begeleide persoon. Aan de linkerkant heb je nog een sidebar waar je de begeleide persoon kan selecteren. Dit dashboard is een must have hoe hij gestyled wordt kan nog wat veranderen.

Actie toevoegen aan begeleide persoon: Als een begeleider wilt toevoegen moet hij eerst op een begeleide persoon klikken daar kan hij dan een overzicht zien van welke acties hij heeft. Daar heb je dan een knopje met een extra actie toevoegen. Dan kan je klikken op bijvoorbeeld tandenpoetsen daar zie je dan weer verschillende stappen voor het poetsen van je tanden. Je kan dan ook weer de stappen eruit halen of toevoegen je kan ze ook aanpassen met bijvoorbeeld de timer en/of hoelang die door moet gaan. Dan kan je instellen op welke dagen deze actie moet worden toegevoegd en ook om welke tijd. Daarna heb je een kleine overzicht en kan je checken of hij zo goed is ingesteld als dat zo is kan je verder klikken en wordt hij toegevoegd. Dit is een must have.

**Eigen actie toevoegen voor begeleide persoon**: Het dashboard gaat natuurlijk nog niet alle acties hebben als je begeleide persoon een actie nodig heeft die er nog niet is kan je hem zelf aanmaken. Dan kan je ook de keuze maken om daar een foto en geluidsfragment aan toe te voegen. Als dit wordt aangemaakt dan wordt er een bericht naar de developers verstuurt dat zij moeten kijken naar een nieuwe actie. Dit is een could have omdat het niet topprioriteit heeft.

**Downloaden van een actie**: De begeleider kan een actie die is aangemaakt voor de begeleide persoon downloaden zodat die kan worden uitgeprint als de begeleide persoon dit fijner vind. Dit is een must have.